

companion®

Das Erlebnis ist der Unterschied



Stance Analyzer™

Der Trainer in Ihrem Team

Treffen Sie den Trainer in Ihrem Team. Der Stance Analyzer wird schnell zum Mittelpunkt jedes Besuchs in Ihrer Klinik. Rätseln Sie nicht, sondern identifizieren Sie Schmerzen eindeutig mit objektiven Daten, verfolgen Sie die Behandlungsfortschritte und geben Sie unter Anleitung Ihres Trainers weitere Behandlungsempfehlungen.

Objektive Daten

Objektive Messung des Prozentsatzes an Gewicht, den der Hund auf jede Extremität legt, zur Früherkennung von Lahmheiten. Dieses einfache, nicht-invasive Diagnoseinstrument liefert Ihnen die Daten zum Umreißen von Behandlungsempfehlungen und zur Überwachung des Behandlungsfortschritts.

- Beurteilung von Lahmheiten
- Eingrenzung der Problembereiche
- Fortschrittsberichte zum Ausdrucken
- Daten zu Gewicht, Stabilität und Schwerpunkt


Proaktive Intervention

Erkennen Sie Lahmheiten früher und bieten Sie proaktive Behandlungslösungen für Ihre Patienten an.

Der Mittelpunkt

Nutzen Sie den Stance Analyzer als Schlüsselkomponente für Ihre Wellness- und Verletzungsprogramme und gewinnen Sie neue Patienten für empfohlene Behandlungsprogramme.

Verwenden Sie die visuellen Berichte des Stance Analyzer für eine effektivere Kundenkommunikation und zur Überwachung der Einhaltung Ihrer Behandlungspläne.



Companion Stance Analyzer™



Enthält:

- Stance Analyzer-Software
- Laptop
- Stance Analyzer-Plattform
- Fernsteuerung
- Schulungsressourcen

Der Companion Stance Analyzer 3 Tägliche Anwendungen

 Wellness-Untersuchungen	 Diagnosebesuche	 Überprüfung der Behandlung
 WAAGE Stellen Sie statt Ihrer Waage den Stance Analyzer auf, zur Gewichtsmessung bei jedem Besuch	 DIAGNOSE Die Daten aus dem Stance Analyzer bilden eine Grundlage für Ihre Untersuchungsansätze	 QUANTIFIZIERUNG Die Daten zeigen, wann sich das Befinden eines Tiers um einen objektiven Prozentsatz verbessert hat, und wann die Behandlung abgeschlossen ist
 TRENDVERFOLGUNG Nehmen Sie bei jedem Besuch Daten zur Gewichtbelastung auf, um Trends zu ermitteln	 Dienstleistungen Die Daten unterstützen Ihre Verschreibungen und stärken das Vertrauen Ihrer Patienten in Sie	 VALIDIERUNG Objektive Daten validieren den Erfolg Ihres Behandlungsplans und unterstützen die Einhaltung
 PRÄVENTION Erkennen Sie Anomalien früher und empfehlen Sie zusätzliche Pflegepläne	 PATIENTENNÄHE Sofortige Ergebnisdialagnosen, an denen der Tierhalter teilhaben kann	 VARIABILITÄT Wenn eine Behandlung nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt, können Sie Ihre Planänderungen mit diesen Daten stützen



Das Companion-Versprechen



Belege

Companion bietet Produkte, die nachgewiesen exzellente klinische Ergebnisse liefern.

Bildung

Bildungschancen in jeder Phase Ihrer Lernreise.

Partnerschaft

Unser Team aus Vertriebs-, Klinik-, Geschäfts- und Kundendienstmitarbeitern bietet Ihnen Unterstützung - bei jedem Schritt auf Ihrem Weg.

CompanionAnimalHealth.com

☎ 302-709-0408

✉ info@companiontherapy.com

